



Varenummer 230014

Pulsoximeter, Nonin, Onyx II 9560, sort, bluetooth, fingertip, ledningsfri



Produktbeskrivelse

Anvendes til spotmåling af saturationen fra 0-100 %. Batteriets levetid svarer til ca. 600 målinger. Apparatet har en indbygget bluetooth sender, som gør det muligt at overføre data til en ekstern kilde, hvilket gør Nonin 9560 til et oplagt valg, inden for fx telemedicin. Apparatet er Continua certificeret.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pulsoximeter
Varemærke	Nonin
Model	Onyx II 9560
Farve	Sort
Features	Bluetooth, fingertip, ledningsfri
Certifikater	CE
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	17.3 cm	16.5 cm	6.5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.