



Varenummer 230018

Pulsoximeter, til finger, med alarmfunktion og software for dataoverførsel.



Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af både iltmætningen i blodet, pulsen samt pulsstyrken. Et kort tryk på funktionsknappen vil ændre displayretningen og udseende, der findes 6 forskellige variationer. Mulighed for indstilling af alarmfunktion, både af øvre og nedre grænse. Instrumentet er i stand til at gemme data svarende til 24 timer. Disse data kan overføres til en PC, via den medfølgende software. Driftsmiljø: Temperatur: 10 °C - 40 °C, Relativ fugtighed: ≤ 75%, Atmosfærisk tryk: 700 hPa - 1060 hPa. Måleområde: 0% - 100 %, nøjagtighed: Når SpO2-måleområdet er 70% -100 %, tillades en absolut fejl ± 2 %. Anvender 2 styk AAA-batterier medfølger ikke. Kan bruge til både børn og voksne.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pulsoximeter
Features	Til finger, med alarmfunktion og software for dataoverførsel.
Vægt, netto	0.17 kg
Strømspecifikationer	2 * AAA
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	48 cm	44 cm	44 cm	
stk	1 stk				6945040100638



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.