




Varenummer 230021

T-dræn, 5,5mm, Ø1,14mm, blå, silikone, steril



Produktbeskrivelse

Øredræn anvendes til ventilation af mellemøret.



Specifikationer

Produktbetegnelse	T-dræn
Farve	Blå
Features	Steril
Materiale	Silikone
Længde/dybde	5.5 mm
Diameter	1.14 mm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Holdbarhed	5 år
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	16 cm	9 cm	4 cm	5703538310287



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt