




Varenummer 230022

Øredræn, Collar Button, Ø1,25mm, blå,
plast, steril



Produktbeskrivelse

Øredræn anvendes til ventilation af mellemøret.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Øredræn
Varemærke	Collar Button
Farve	Blå
Features	Steril
Materiale	Plast
Diameter	1.25 mm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	16 cm	9 cm	4 cm	5703538310294
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt