

Varenummer 230024

Nasalskinne, 64x38mm, plast, intern,
tykkelse 0,25 mm, modellerbar, pakket
med 2 stk., steril



Produktbeskrivelse

Nasalskinne anvendes ved septumkirurgi. Pladen skæres til efter behov. Pakket med 2 stk. En pakke indeholder 5x2 stk.=10 stk.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Nasalskinne
Features	Intern, tykkelse 0,25 mm, modellerbar, pakket med 2 stk., steril
Materiale	Plast
Længde/dybde	64 mm
Bredde	38 mm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	16 cm	9 cm	4 cm	5703538310317
stk	1 stk				4250381809907



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt