

Varenummer 230028

Øretampon, 24mm, Ø12mm, med inderlumen, pakket enkeltvis, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til tamponering af det ydre øre.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øretampon
Features	Med inderlumen, pakket enkeltvis, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Pva
Længde/dybde	24 mm
Diameter	12 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	20 stk	21.5 cm	10.5 cm	9 cm	5703538310348
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE