



Varenummer 230035

Næsetampon, 8cm, hvid, med snor, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes til tamponering af næse.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Næsetampon
Farve	Hvid
Features	Med snor, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PVA
Længde/dybde	8 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	20 stk	21.5 cm	10.5 cm	9 cm	4250676731098
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE