

Varenummer 230036

Desinfektionsholder, med timer og 4 glaskoger.

Produktbeskrivelse

Desinfektionsholder til fleksible skoper anvendes ved brug af desinfektionsvæsker til desinfektion af skoper. Højdejusterbart ophæng. Leveres uden endoskop.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Desinfektionsholder
Features	Med timer og 4 glaskoger.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	5703538313363