



Varenummer 230042

Epistaxiskateter, dobbelt ballon, 30/10 ml, steril



Produktbeskrivelse

Epistaxiskateter anvendes til standsning af blødning i næsen.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Epistaxiskateter
Features	Dobbelt ballon, 30/10 ml, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Silikone, PP
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	28 cm	15.5 cm	1.7 cm	04711182605483



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE