



Varenummer 230043

## Gazetampon, med snor og røntgentråd, 20x20 mm, pakket med 3 stk., steril

- ✓ Gazetampon med snor
- ✓ Røntgentråd
- ✓ Anvendes ved tonsillektomi



### Produktbeskrivelse

Gazetampon anvendes bl.a. i forbindelse med tonsillektomi. Pakket med 3 stk., en pakke indeholder 25x3 stk. = 75 stk.

STERILE

### Specifikationer

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse                | Gazetampon   |
| Features                         | Med snor og røntgentråd, 20x20 mm, pakket med 3 stk., steril                     |
| Engangs/flergangs                | Engangs  |
| Materiale                        | Bomuld   |
| Certifikater                     | CE. MD.  |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIa   |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745  |
| Holdbarhed                       | 5 år   |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| pk    | 75 stk     | 28 cm  | 19 cm  | 21 cm | 4054858114729 |
| stk   | 1 stk      |        |        |       |               |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE