



Varenummer 230043

**Gazetampon, med snor og røntgentråd,  
 20x20 mm, pakket med 3 stk., steril**



### Produktbeskrivelse

Gazetampon anvendes bl.a. i forbindelse med tonsilektomi. Pakket med 3 stk., en pakke indeholder 25x3 stk. = 75 stk.

STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Gazetampon
Features	Med snor og røntgentråd, 20x20 mm, pakket med 3 stk., steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Bomuld
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	75 stk	28 cm	19 cm	21 cm	4054858114729
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE