


Varenummer 230047

Reservedel, HEINE, BETA, komplet linse, til BETA 100, BETA 200 og K180 otoskoper



Produktbeskrivelse

Komplet lup bruges som reservedel til Beta 100, Beta 200 og K180 otoskoper fra HEINE. Består af linse, tætningsring, skrue, O-ring og linsedæksel.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Reservedel
Varemærke	HEINE
Model	BETA
Features	Komplet linse, til BETA 100, BETA 200 og K180 otoskoper
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	8.6 cm	3.2 cm	3.2 cm	5703538318290