



Varenummer 230071

Fækalsystem, Flexi-Seal Avanceret, 1000 ml, med ekstra lugtkontrol



Produktbeskrivelse

Flexi-Seal Signal er et fækalsystem til sengeliggende eller immobiliserede patienter med tynd til halvtynd afføring. Produktet er designet til sikkert og effektivt at opsamle og aflede afføring. Hermed reduceres risikoen for nedbrydning af huden, samt krydskontaminering med patogene tarmbakterier og spredning af infektion. Produktet er ikke beregnet til anvendelse i mere end 29 døgn i træk.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fækalsystem
Varemærke	Flexi-Seal
Vareserie	Avanceret
Features	Med ekstra lugtkontrol
Rumindhold, brutto	1000 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes til børn under 18 år.
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til akut diarré. Rektal katetret kan lægge op til 29 dage. Bør anvendes efter instruktion og lægelig henvisning. Indeholder kateter, kanyle og 3 opsamlingsposer.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	3 stk	23.5 cm	22 cm	6 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.