



Varenummer 230093

Salvekompres, Cuticerin, 7,5x7,5cm, steril

- ✓ Sårkontaktlag til fugtig sårheling
- ✓ Klæber ikke til sårbunden
- ✓ Kan tilklippes og skal fikseres



Produktbeskrivelse

Cuticerin salvekompres er acetatvæv med en inaktiv hydrofobisk salve. Anvendes som sårkontaktlag i sårbunden, og er med til at vedligeholde den fugtige sårheling. Klæber ikke til sårbunden. Er godkendt til at anvendes sammen med PICO systemet. Kan tilklippes. Skal fikseres.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Salvekompres
Varemærke	Cuticerin
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Acetatvæv, petroleum gele, parafin, uldvoks, alkohol
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	7.5 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 stk	16.7 cm	14.3 cm	14.1 cm	5000223450205
pk	10 stk	15.7 cm	11.8 cm	1.1 cm	5000223450199
stk	1 stk				5000223450182



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE