



Produktdatablad

Sårkontaktlag m/salve, Cuticerin, 7,5x7,5cm

Varenummer: 230093



Varedeklaration

Forpakning: 10 Stk pr. Pakke, 3 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Salvekompres. Varemærke: Cuticerin.
Ingredienser/sammensætning: acetatvæv, petroleum gele, parafin, uldvoks, alkohol. Features: steril. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 7,5 cm. Bredde: 7,5 cm. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse Is. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Cuticerin salvekompres er acetatvæv med en inaktiv hydrofobisk salve. Anvendes som sårkontaktlag i sårbunden, og er med til at vedligeholde den fugtige sårheling. Klæber ikke til sårbunden. Er godkendt til at anvendes sammen med PICO systemet. Kan tilklippes. Skal fikseres. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.