



## Produktdatablad

### **Sko, Euro-Dan Classic, 38, hvid, SRC, O1, snøre, perforeret, vidde 13**

Varenummer : 230143  
Varegruppe : Sko med snøre  
Forpakninger : 1 par = 1 pakke



### **Varedeklaration**

<b>Produktbetegnelse:</b>	Sko
<b>Varemærke:</b>	Euro-Dan
<b>Vareserie:</b>	Classic
<b>Farve:</b>	hvid
<b>Materiale:</b>	PU, Permair læder
<b>Features:</b>	SRC, O1, snøre, perforeret, vidde 13
<b>Størrelse:</b>	38
<b>Produkt- eller teststandarder:</b>	EN 20347: 2012
<b>Produktbeskrivelse:</b>	Fodtøj til brug i levnedsmiddel- og sundhedssektoren. Fodtøjet er godkendt til brug i disse segmenter.
<b>Opbevaringsinstruktioner:</b>	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
<b>Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:</b>	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
<b>Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:</b>	Kan genbruges eller forbrændes.