



Sandal

Varenr.:

230154
230155
230156
230157
230158
230159
230175
230176
230177
230178
230179
230180

**Varedeklaration**

Type: Fodformet sandal med justerbare velcroremme, vidde 13

Godkendelse: EN 347+ O+E+A

Overlæder: Oil Nubuck skind.

Indlægssål: Skindbetrukken trædeflade, som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk.

Sål: Antistatisk PU-sål, med et skridhæmmende sålemønster og Euro-Dan® Shock Absorber som optager og fordeler stød og tryk til hele trædefladen og skåner ryg og led, mest muligt.

Vedligeholdelse af fodtøjet: Overdelen rengøres med fugtig klud og sålen vaskes med børste

Størrelser: 35-48

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kvalitet	Antal pr. Pakke/karton
230154		37		1
230155		38		1
230156		39		1



Sandal

230157	42	1
230158	43	1
230159	44	1
230175	37	1
230176	38	1
230177	39	1
230178	42	1
230179	43	1
230180	44	1