



## Produktdatablad

### Sko, Euro-Dan Classic, 37, sort, SRC, O1, snøre, perforeret, vidde 13

Varenummer : 230181  
Varegruppe : Sko med snøre  
Forpakninger : 1 par = 1 par



### Varedeklaration

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbetegnelse:</b>                                   | Sko  |
| <b>Varemærke:</b>   | Euro-Dan   |
| <b>Vareserie:</b>   | Classic  |
| <b>Farve:</b>   | sort   |
| <b>Materiale:</b>   | PU, Permair læder  |
| <b>Features:</b>  | SRC, O1, snøre, perforeret, vidde 13   |
| <b>Størrelse:</b>   | 37   |
| <b>Produkt- eller teststandarder:</b>                       | EN 20347: 2012   |
| <b>Produktbeskrivelse:</b>                                  | Fodtøj til brug i levnedsmiddel- og sundhedssektoren. Fodtøjet er godkendt til brug i disse segmenter. |
| <b>Opbevaringsinstruktioner:</b>                            | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.   |
| <b>Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:</b>       | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.  |
| <b>Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:</b> | Kan genbruges eller forbrændes.  |