



Produktdatablad

Sko, Euro-Dan Classic, 38, sort, SRC, O1, snøre, perforeret, vidde 13

Varenummer : 230182
Varegruppe : Sko med snøre
Forpakninger : 1 par = 1 par



Varedeklaration

Produktbetegnelse:	Sko
Varemærke:	Euro-Dan
Vareserie:	Classic
Farve:	sort
Materiale:	PU, Permair læder
Features:	SRC, O1, snøre, perforeret, vidde 13
Størrelse:	38
Produkt- eller teststandarder:	EN 20347: 2012
Produktbeskrivelse:	Fodtøj til brug i levnedsmiddel- og sundhedssektoren. Fodtøjet er godkendt til brug i disse segmenter.
Opbevaringsinstruktioner:	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:	Kan genbruges eller forbrændes.