



Varenummer 230185

Sko, Euro-Dan Classic, 43, sort, SRC, O1, snøre, perforeret, vidde 13

## Produktbeskrivelse

Fodtøj til brug i levnedsmiddel- og sundhedssektoren. Fodtøjet er godkendt til brug i disse segmenter.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Sko
Varemærke	Euro-Dan
Vareserie	Classic
Størrelse	43
Farve	Sort
Features	SRC, O1, snøre, perforeret, vidde 13
Materiale	Permair læder, PU
Produkt- eller teststandarder	EN 20347: 2012
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 par	33.7 cm	23.6 cm	13.4 cm	
par	1 par				5703374038888