



Varenummer 230217

Sko, Euro-Dan Classic, 42, sort, SRC, O1, velcro, perforeret, vidde 13

Produktbeskrivelse

Fodtøj til brug i levnedsmiddel- og sundhedssektoren. Fodtøjet er godkendt til brug i disse segmenter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sko
Varemærke	Euro-Dan
Vareserie	Classic
Størrelse	42
Farve	Sort
Features	SRC, O1, velcro, perforeret, vidde 13
Materiale	PU, Permair læder
Produkt- eller teststandarder	EN 20347: 2012
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde (cm)	Bredde (cm)	Højde (cm)	EAN
stk					