



Varenummer 230333

**Sølvbandage, Aquacel Ag+ Extra, 5x5cm, u/klæber, latexfri, steril, engangs**



## Produktbeskrivelse

Aquacel Ag+ Extra hydrofiber med sølvioner samt et stof, der beskytter sølvet og et overfladespændingsnedsættende stof, der nedbryder biofilm. Anvendes ved sår, der er infektiøse, har biofilm eller er stagneret i heling. Surfaktant nedbryder biofilmen og giver sølvet adgang til bakterierne, EDTA beskytter sølvet, så det virker bedre. Sølvet afgives i takt med, at sår væske absorberes og dræber bakterierne. Hydrofiberen med ekstra strækstyrke og absorptionskapacitet er ideel til moderat til kraftigt væskende sår. Skal ligge ca. 1 cm ud over sårkanten. Kan ligge i såret i op til 7 dage. Kan klippes i. Skal fikseres med passende sekundær bandage.



STERILE

## Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Sølvbandage                                                                      |
| Varemærke                        | Aquacel                                                                          |
| Vareserie                        | Ag+ Extra                                                                        |
| Features                         | U/klæber, latexfri, steril                                                       |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | CMC, sølvioner, EDTA, benzethoniumchlorid                                        |
| Længde/dybde                     | 5 cm                                                                             |
| Bredde                           | 5 cm                                                                             |
| Steriliseringsmetode             | R                                                                                |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse III                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| kll   | 200 stk    | 37.9 cm | 21.3 cm | 12.8 cm | 10768455132062 |
| pk    | 10 stk     | 9.6 cm  | 3.5 cm  | 11.4 cm | 768455132065   |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |                |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt

