



Produktdatablad

Filmbandage m/sølv, Aquacel Ag+ band, 1 x 45cm

Varenummer: 230340



Varedeklaration

Forpakning: 5 Stk pr. Pakke, 4 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Sølvbandage. Varemærke: Aquacel. Vareserie: Ag+ band. Ingredienser/sammensætning: CMC, sølvioner, EDTA, benzethoniumchlorid. Features: latexfri, uden klæber, steril.

Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: R. Længde/dybde: 45 cm. Bredde: 1 cm. Certifikater: CE, MD.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse III.

Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Sølvbandage Aquacel Ag+ er hydrofiber tilsat sølvioner, samt et stof, der beskytter sølvet og et overfladepændingsnedsættende stof, der nedbryder biofilm. Anvendes ved sår, der er infektiøse, har biofilm eller er stagneret i heling. Sulfaktant ned bryder biofilmen og giver sølvet adgang til bakterierne, EDTA beskytter sølvet, så det virker bedre. Sølvet afgives i takt med at sårveske absorberes og dræber bakterierne. Hydrofiberen med ekstra strækstyrke og absorptionskapacitet er ideel til caviteter ved moderat til kraftigt væskende sår. Caviteten må højst fyldes 80% pga trykfare. Kan ligge i såret i op til 7 dage. Kan klippes i. Skal fikseres med passende sekundær bandage. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.