



Varenummer 230341

Sølvbandage, Aquacel Ag+ band, 45x2cm, latexfri, uden klæber, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Sølvbandage Aquacel Ag+ er hydrofiber tilsat sølvioner, samt et stof, der beskytter sølvet og et overfladespændingsnedsættende stof, der nedbryder biofilm. Anvendes ved sår, der er infektiøse, har biofilm eller er stagneret i heling. Surfaktant ned bryder biofilmen og giver sølvet adgang til bakterierne, EDTA beskytter sølvet, så det virker bedre. Sølvet afgives i takt med at sår væske absorberes og dræber bakterierne. Hydrofibren med ekstra strækstyrke og absorptionskapacitet er ideel til caviteter ved moderat til kraftigt væskende sår. Caviteten må højst fyldes 80% pga trykfare. Kan ligge i såret i op til 7 dage. Kan klippes i. Skal fikseres med passende sekundær bandage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sølvbandage
Varemærke	Aquacel
Vareserie	Ag+ band
Features	Latexfri, uden klæber, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	CMC, sølvioner, EDTA, benzethoniumchlorid
Længde/dybde	45 cm
Bredde	2 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	100 stk	32.8 cm	26 cm	20.7 cm	10768455132611
pk	5 stk	18.8 cm	10.8 cm	3.1 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.