

Varenummer 230452

Lyskestrømpe, Lastofa Cotton, AG, kl. 2, m.tå/lang fod/nopret, lys mode, 5-plus-kort

- ✓ Robust
- ✓ Højt indhold af bomuld
- ✓ Meget hudvenlig



Produktbeskrivelse

Lastofa Cotton er en rundstrikket kompressionsstrømpe, der er robust og med indhold af bomuld på 23%. Bomuld ligger som et for på indersiden af strømpen og således er huden kun i kontakt med bomuld. Bomuld er kendt for at være behagelig mod huden. Det høje bomuldsindhold gør dermed denne strømpe meget anvendelig for brugere med sart og skrøbelig hud, som samtidig søger en robust kompressionsstrømpe. Fås med eller uden tå. Fås i klasse 1, 2 og 3. Lastofa Cotton kompressionsstrømpen fås i farverne: mode, lys mode og sort. Ved anvendelse af kompressionsstrømper er det vigtigt at sikre, at størrelsen er rigtig for at sikre optimale effekt. Derfor bør måltagningen foretages af en person, der har viden om og erfaring i måltagning. Det bør tages mål til strømpene så tidligt på dagen som muligt. Dette for at undgå, at der tages mål, hvor benene kan være hævede og målene derved ikke bliver korrekte. Kontakt venligst ABENA kundeservice for yderligere vejledning vedr. kompressionsstrømper.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Lyskestrømpe
Varemærke	Lastofa
Vareserie	Cotton
Sekundær farve	Lys mode
Ingredienser/sammensætning	23% bomuld, 46% polyamid, 31% elasthan
Målepunkter	AG
Kompressionsklasse	Kl. 2
Strømpeegenskaber	Nopret, m.tå, lang fod
Strømpestørrelse	5-plus-kort
Certifikater	OEKO-TEX. RAL. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	Kompressionsklasse 2 - 23-32 mmHg
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Medicinske kompressionsstrømper kan i enkelte tilfælde medføre allergiske reaktioner.
Holdbarhed	3 år ved korrekt opbevaring.
Holdbarhed, åbnet	6 måneder ved korrekt behandling.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vaskes med vrangen ud, på skåneprogram og ved 40°C. Skyllemiddel må ikke anvendes. Skal ligge og tørre - ikke i direkte sol eller på direkte varme. Kan tørretumbles ved lav temperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
par	1 par	21 cm	17.3 cm	3.5 cm	4018839621170



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet kan vaskes ved 40 grader eller derunder.