



Varenummer 231008

Spatel, Drigalski, blå, t-formet, steril, engangs

Produktbeskrivelse

Drigalski spatel anvendes blandt andet til ensartet udstrykning af urin på agarplader for optimalt dyrkningsresultat.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Spatel
Varemærke	Drigalski
Farve	Blå
Features	T-formet, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PS
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2000 stk	56 cm	37 cm	46 cm	
pk	5 stk	20.5 cm	8 cm	1.5 cm	
stk	1 stk				

STERILE

Produktet er steril