



Varenummer 231018

Urinpose, sengepose, Qufora U4, 120cm, 2000 ml, etkammer, DV/NRV, nålefrit prøveudtag, steril

✓ Posen har tilbageløbsventil



Produktbeskrivelse

Et godt kvalitetsprodukt.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, sengepose
Varemærke	Qufora
Vareserie	U4
Ventiltype	DV, NRV
Features	Nålefrit prøveudtag, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DOTP, PVC
Længde/dybde	120 cm
Rumindhold, brutto	2000 ml
Antal kamre	Etkammer
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Urinpose til opsamling af urin, som kobles sammen med benpose om natten eller forbindes direkte til uridom. Posen har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen. Posen hænges op på sengekanten ved hjælp af urinposestativ, da den bør placeres under blæreniveau.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	25 stk	40.7 cm	30.4 cm	22.2 cm	16974592451049
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl)
ftalater

STERILE

Produktet er sterilt