



Varenummer 231020

Undersøgelseslampe, Dr. Mach LED 120F, hvid, fokuserbar, inkl. kørbart trolley med 4 hjul

Produktbeskrivelse

Fleksibel LED undersøgelseslampe, med en levetid på +60.000 timer. Lampen yder 50.000 LUX ved 1 m. 4500 Kelvin og et strømforbrug på 18W. Lampen er udstyret med 12 LED dioder, samt elektronisk tænd/sluk og lysterke reguleringer. Fokusfelt på 15-20 cm. Arbejdsområde 70-140 cm. Højdejusterbar til 121 cm. God farvegengivelse og flot design.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelseslampe
Varemærke	Dr. Mach
Vareserie	LED 120F
Farve	Hvid
Features	Fokuserbar, inkl. kørbart trolley med 4 hjul
Vægt, netto	1.9 kg
Strømspecifikationer	18 W
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-2-41
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	176 cm	60.5 cm	76 cm	
stk	1 stk				