



Varenummer 231021

Undersøgelseslampe, Dr. Mach LED 120F, hvid, fokuserbar, vægmodel med svingbar arm

Produktbeskrivelse

Fleksibel LED undersøgelseslampe, med en levetid på +60.000 timer. Lampen yder 50.000 LUX ved 1 m. 4500 Kelvin og et strømforbrug på 18W. Lampen er udstyret med 12 LED dioder, samt elektronisk tænd/sluk og lystyrke reguleringer. Fokusfelt på 15-20 cm. Arbejdsområde 70-140 cm. Højdejusterbar til 121 cm. God farvegengivelse og flot design.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelseslampe
Varemærke	Dr. Mach
Vareserie	LED 120F
Farve	Hvid
Features	Fokuserbar, vægmodel med svingbar arm
Vægt, netto	1.9 kg
Brændetid	60000 timer
Strømspecifikationer	18 W
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-2-41
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 undefined	106 cm	41.5 cm	41.5 cm	
stk	1 stk				