



Varenummer 231022

Undersøgelseslampe, Dr. Mach LED 120F, hvid, fokuserbar, til loftsmontering med svingbar arm

Produktbeskrivelse

Fleksibel LED undersøgelseslampe, med en levetid på +60.000 timer. Lampen yder 50.000 LUX ved 1 m. 4500 Kelvin og et strømforbrug på 18W. Lampen er udstyret med 12 LED dioder, samt elektronisk tænd/sluk og lysstyrke reguleringer. Fokusfelt på 15-20 cm. Arbejdsområde 70-140 cm. Højdejusterbar til 121 cm. God farvegengivelse og flot design. Loftsmontering op til 3 m.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelseslampe
Varemærke	Dr. Mach
Vareserie	LED 120F
Farve	Hvid
Features	Fokuserbar, til loftsmontering med svingbar arm
Vægt, netto	1.9 kg
Brændetid	60000 timer
Strømspecifikationer	18 W
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-2-41
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 undefined	114 cm	41.3 cm	69 cm	
stk	1 stk				