



Varenummer 231026

Undersøgelseslampe, Dr. Mach LED 130, hvid, til loftsmontering med svingbar arm

Produktbeskrivelse

Fleksibel LED undersøgelseslampe, med en levetid på +60.000 timer. Lampen yder 60.000 LUX ved 1 m. 4500 Kelvin og et strømforbrug på 28W. Lampen er udstyret med 19 LED dioder, samt elektronisk tænd/sluk og lysstyrke reguleringer. Fokusfelt på 17 cm. Arbejdsområde 70-140 cm. Højdejusterbar til 123 cm. God farvegengivelse og flot design. Loftsmontering op til 3 meter (fast loft). Monteringsring kan tilkøbes.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelseslampe
Varemærke	Dr. Mach
Vareserie	LED 130
Farve	Hvid
Features	Til loftsmontering med svingbar arm
Vægt, netto	2.4 kg
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 undefined	106 cm	42 cm	42 cm	
stk	1 stk				