



Varenummer 231027

Undersøgelseslampe, Dr. Mach LED 130F, hvid, fokuserbar, kørbart trolley med 5 hjul

Produktbeskrivelse

Fleksibel LED undersøgelseslampe, med en levetid på +60.000 timer. Lampen yder 70.000 LUX ved 1 m. 4500 Kelvin og et strømforbrug på 28W. Lampen er udstyret med 19 LED dioder, samt elektronisk tænd/sluk og lysstyrke reguleringer. Fokusfelt på 15-21 cm. Arbejdsområde 70-140 cm. Højdejusterbar til 123 cm. God farvegengivelse og flot design.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelseslampe
Varemærke	Dr. Mach
Vareserie	LED 130F
Farve	Hvid
Features	Fokuserbar, kørbart trolley med 5 hjul
Vægt, netto	2.4 kg
Brændetid	60000 timer
Strømspecifikationer	28 W
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	60 cm	50 cm	64 cm	