



Varenummer 231029

Undersøgelseslampe, Dr. Mach LED 130F, hvid, fokuserbar, vægmodel med svingbar arm

Produktbeskrivelse

Fleksibel LED undersøgelseslampe, med en levetid på +60.000 timer. Lampen yder 70.000 LUX ved 1 m. 4500 Kelvin og et strømforbrug på 28W. Lampen er udstyret med 19 LED dioder, samt elektronisk tænd/sluk og lysstyrke reguleringer. Fokusfelt på 15-21 cm. Arbejdsområde 70-140 cm. Højdejusterbar til 123 cm. God farvegengivelse og flot design.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelseslampe
Varemærke	Dr. Mach
Vareserie	LED 130F
Farve	Hvid
Features	Fokuserbar, vægmodel med svingbar arm
Vægt, netto	2.4 kg
Strømspecifikationer	28 W
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 undefined	106 cm	41.2 cm	41.9 cm	
stk	1 stk				