



Varenummer 231030

Undersøgelseslampe, Dr. Mach LED 130F, hvid, fokuserbar, til loftsmontering, svingbar arm

Produktbeskrivelse

Fleksibel LED undersøgelseslampe, med en levetid på +60.000 timer. Lampen yder 70.000 LUX ved 1 m. 4500 Kelvin og et strømforbrug på 28W. Lampen er udstyret med 19 LED dioder, samt elektronisk tænd/sluk og lysstyrke reguleringer. Fokusfelt på 15-21 cm. Arbejdsområde 70-140 cm. Højdejusterbar til 123 cm. God farvegengivelse og flot design. Loftsmontering op til 3 meter (fast loft), Monteringsring kan tilkøbes

Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelseslampe
Varemærke	Dr. Mach
Vareserie	LED 130F
Farve	Hvid
Features	Fokuserbar, til loftsmontering, svingbar arm
Vægt, netto	2.4 kg
Strømspecifikationer	28 W
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 undefined	105 cm	41.5 cm	42 cm	
stk	1 stk				