



Varenummer 231034

Batteri, GP, Alkaline, D, 1,5V, 2 stk.

## Produktbeskrivelse

GP Super Alkaline er et velegnet batteri til dispensere og andre elektroniske dagligdagsenheder.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Batteri
Varemærke	GP
Features	Alkaline, D, 1,5V, 2 stk.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/1542
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	20 stk	16 cm	9 cm	18 cm	4891199000515
pk	2 stk	12 cm	8.5 cm	3.5 cm	4891199000003
stk	1 stk				