



Varenummer 231035

Batteri, GP, Alkaline, C, 1,5V, 2 stk.

Produktbeskrivelse

GP Super Alkaline er et velegnet batteri til dispensere og andre elektroniske dagligdagsenheder.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Batteri
Varemærke	GP
Features	Alkaline, C, 1,5V, 2 stk.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	20 stk	13.8 cm	9 cm	14.5 cm	4891199000539
pk	2 stk	12 cm	8.5 cm	2.8 cm	4891199000010
stk	1 stk				