



Varenummer 231066

## Sutursaks, Spencer, 9x7cm x 5mm, med hak

- ✓ Kan steriliseres
- ✓ Med hak

### Produktbeskrivelse

Anvendes på hospitalsafdelinger/hjemmeplejen til diverse procedurer hvorsuturmateriale er meget hårde og ødelægger skarpheden på almindelige sakse. Kan steriliseres

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutursaks
Varemærke	Spencer
Features	Med hak
Ingredienser/sammensætning	Rustfrit stål, AISI410
Længde/dybde	9 cm
Bredde	7 cm
Højde	5 mm
Vægt, netto	15 g
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	12 cm	7 cm	0.5 cm	5703538049422