



Varenummer 231078

**Speculum, Gentofte, S, 105x27mm,
autoklaverbar**



Produktbeskrivelse

Speculum som anvendes ved almindelig gynækologiske undersøgelser og procedurer. Bruges til at trykke bagerste vaginalvæg nedad. Kan steriliseres/ autoklaveres op til 132 grader

Specifikationer

Produktbetegnelse	Speculum
Varemærke	Gentofte
Størrelse	S
Features	Autoklaverbar
Ingredienser/sammensætning	Rustfrit stål AISI 410
Længde/dybde	105 mm
Bredde	27 mm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	29.5 cm	13 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.