



Varenummer 231082

Øretang, 8cm, rustfrit stål, kæbelængde 6,5 mm, bredde 2 mm



Produktbeskrivelse

Anvendes i f.eks. i forbindelse med fjernelse af cerumen eller andre fremmelegemer i øret. Kæbelængde 6,5 mm. kæbebredde 2 mm, 1,3 mm i yderste spids Kan tørsteriliseres og autoklaveres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øretang
Features	Kæbelængde 6,5 mm, bredde 2 mm
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	8 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	10 cm	16.7 cm	3.6 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.