

Varenummer 231086

Chalazionspincet, 9cm, elipse



Produktbeskrivelse

Kan tørsteriliseres og autoklaveres. Anvendes i forbindelse med øjenundersøgelse/operation til at immobilisere øjenlåget.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Chalazionspincet
Features	Elipse
Ingredienser/sammensætning	Rustfrit stål AISI 410
Længde/dybde	9 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	7.5 cm	12.5 cm	3.7 cm	5703538848254



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.