



Varenummer 231087

Irispincet, Graefe, 10cm, lige, anatomisk



Produktbeskrivelse

Kan tørsteriliseres og autoklaveres. Anvendes i forbindelse med undersøgelse/behandling i øjet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Irispincet
Varemærke	Graefe
Features	Lige, anatomisk
Ingredienser/sammensætning	Rustfrit stål AISI 410
Længde/dybde	10 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	4.8 cm	13.6 cm	2.8 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.