



Varenummer 231088

Tampontang, Bozeman, 26cm, rustfrit stål, lige, med lås



Produktbeskrivelse

Anvendes primært til at holde gazeswabs og tamponer, instrumentet er udstyret med Crémaillère, så tangen kan låses fast om emnet. Kan tørsteriliseres og autoklaveres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tampontang
Varemærke	Bozeman
Features	Lige, med lås
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	26 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	22.5 cm	10 cm	4.3 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.