

Varenummer 231110

Autoklavepose, 10x250mm, til autoklaving, med fold

Produktbeskrivelse

Autoklavepose klar folie med papirbagside, anvendes som yderemballage til feks. instrumenter. Tåler dampsterilisation (autoklaving) op til 134 ° C. Ikke beregnet til tørsterilisering (varmeovn).

Specifikationer

Produktbetegnelse	Autoklavepose
Features	Til autoklaving, med fold
Længde/dybde	10 mm
Bredde	250 mm
Tykkelse	50 micron
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes som yderemballage til fx instrumenter under dampsterilisation (autoklaving)

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	500 stk	30 cm	28.5 cm	11.2 cm	
stk	1 stk				