

Varenummer 231112

Autoklavepose, 150x380x50mm, med fold

Produktbeskrivelse

Autoklavepose klar folie med papirbagside, anvendes som yderemballage til feks. instrumenter. Tåler dampsterilisation (autoklaving) op til 134 ° C. Ikke beregnet til tørsterilisering (varmeovn).

Specifikationer

Produktbetegnelse	Autoklavepose
Features	Med fold
Længde/dybde	150 mm
Bredde	380 mm
Højde	50 mm
Tykkelse	50 micron
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes som yderemballage til fx instrumenter under dampsterillisation (autoklaving)

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	500 stk	40.5 cm	30.5 cm	16 cm	
stk	1 stk				