

Varenummer 231114

Autoklavepose, 250x460x65mm, med fold

Produktbeskrivelse

Autoklavepose klar folie med papirbagside, anvendes som yderemballage til feks. instrumenter. Tåler dampsterilisation (autoklaving) op til 134 ° C. Ikke beregnet til tørsterilisering (varmeovn).

Specifikationer

Produktbetegnelse	Autoklavepose
Features	Med fold
Længde/dybde	250 mm
Bredde	460 mm
Højde	65 mm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes som yderemballage til fx instrumenter under dampsterillisation (autoklaving)

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	250 stk	47 cm	26 cm	13.7 cm	15036953020347
stk	1 stk				