

Varenummer 231115

Autoklavepose, med fold

Produktbeskrivelse

Autoklavepose klar folie med papirbagside, anvendes som yderemballage til feks. instrumenter. Tåler dampsterilisation (autoklaving) op til 134 ° C. Ikke beregnet til tørsterilisering (varmeovn).

Specifikationer

Produktbetegnelse	Autoklavepose
Features	Med fold
Længde/dybde	300 mm
Bredde	500 mm
Højde	65 mm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes som yderemballage til fx instrumenter under dampsterillisation (autoklaving)

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	250 stk	54 cm	31 cm	14 cm	
stk	1 stk				