



Varenummer 231117

Autoklavetape, 50m x 2,5cm, til dampsterilisering

Produktbeskrivelse

Anvendes som lukkemateriale og indikator tape. Autoklavetapen indeholder indikator, der skifter farve efter sterilisation ved damp (fra 121 til 134°C).

Specifikationer

Produktbetegnelse	Autoklavetape
Features	Til dampsterilisering
Ingredienser/sammensætning	Indikator papir
Længde/dybde	50 m
Bredde	2.5 cm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	13 cm	13 cm	2.5 cm	5703538188978