




Varenummer 231119

Autoklaverulle, uden fold, B: 75 mm, længde 200 meter



Produktbeskrivelse

Autoklaverulle, klar folie med papirbagside, anvendes som yderemballage til feks. instrumenter. Tåler dampsterilisation (autoklaving) op til 134 ° C. Ikke beregnet til tørsterilisering (varmeovn).

Specifikationer

Produktbetegnelse	Autoklaverulle
Features	Uden fold, B: 75 mm, længde 200 meter
Længde/dybde	200 m
Bredde	75 mm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kan tåle op til 134° under sterilisation

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	3 stk	22 cm	22 cm	24 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.