



Varenummer 231128

Autoklavepose, 75x240mm, uden fold

Produktbeskrivelse

Autoklavepose, klar folie med papirbagside, anvendes som yderemballage til feks. instrumenter. Tåler dampsterilisation (autoklavering) op til 134 ° C. Ikke beregnet til tørsterilisering (varmeovn).

Specifikationer

Produktbetegnelse	Autoklavepose
Features	Uden fold
Længde/dybde	75 mm
Bredde	240 mm
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	30.5 cm	25.5 cm	9.5 cm	50369530000016
stk	1 stk				