



Varenummer 231133

Autoklavepose, 100x300mm, uden fold

Produktbeskrivelse

Autoklavepose, klar folie med papirbagside, anvendes som yderemballage til feks. instrumenter. Tåler dampsterilisering (autoklaving) op til 134 ° C. Ikke beregnet til tørsterilisering (varmeovn).

Specifikationer

Produktbetegnelse	Autoklavepose
Features	Uden fold
Længde/dybde	100 mm
Bredde	300 mm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	31.5 cm	24.5 cm	11.5 cm	15036953019617
stk	1 stk				